



Ref. MVA9196

## Triturador de pastillas TooKan



El triturador permite reducir a polvo fino todos los comprimidos de forma profesional y sin riesgos de dolencias músculo-esqueléticas..

Gracias a las bolsas almacenables **Tookan®**, no hay posibilidad de pérdida o contaminación con otros medicamentos.

La higiene se respeta al máximo.

### Uso sencillo

Coloque el medicamento para moler en una bolsa y luego insertarlo en la mandíbula de **Tookan®**

Presiona un poco con la palma de tu mano, luego suelta. Repite la acción varias veces

### EQUIPAMIENTO OPCIONAL:

#### **BOLSITAS (Ref. MVA9196.00A)**

- \* Polietileno transparente de baja densidad
- \* Grosor: 180/200 µm
- \* Respetuoso del medio ambiente
- \* Medidas L 50 X H 120 mm
- \* Se venden en lotes de 100 bolsitas





Ref. MVA9196

## Triturador de pastillas TooKan



ESPECIFICACIONES TECNICAS	
BASE	CHAPA DE ACERO PINTADA EPOXY
MANGO	ALUMINIO
EJES	ACERO INOXIDABLE
TRITURADOR	ALUMINIO ANODIZADO
DIMENSIONES	L. 265 x l. 75 x H. 90 mm
COLOR	ANARANJADO
MEDIDAS DEL MOTOR (Long x Ancho x H)	25 x 12,5 x 8,5 cm
CLASIFICACION	Ila, Tipo BF, IP21
APLICACION	colchón de aire
GARANTIA	2 AÑOS
No es adecuado para su uso en presencia de mezcla anestésica inflamable	(sin protección contra AP o APC)

