



Ref. AE0420A

Sobrecolchón de aire SofCARE



stryker

SobreColchón Sofcare de **Baja Presión Constante.**

Superficie de apoyo reactiva.

Tecnología estática

Control de la presión gracias a una **tecnología de triple capa.**

La tecnología de canalización de aire de tres capas forma celdas de aire interconectadas que sumergen y envuelven al paciente y proporcionan una presión baja en las superficies de contacto con los tejidos. Presión interna máxima de 32 mmHg

Mejor Inmersión

Optimización de los puntos de contacto


Sin peso mínimo para paciente, soporta hasta 260 Kg.

300 celdas de aire

Se utiliza **sin motor.** Posibilidad de inflado de aire mediante bomba rápida o bombín.

Peso 2,5 Kg.

Válvula de inflado y desinflado para CPR



No requiere mantenimiento. Fácil limpieza y desinfección.

Posibilidad de colocar funda

stryker

