



Ref. ST101065A

Sábana deslizante K-SLIDE

etac
Creating Possibilities



Sábana tubular deslizante Etac Multiglide.
Para movilización y transferencia de pacientes encamados.
Minimiza la fricción bajo los puntos de presión.
Material: nylon resistente.
Instrucciones de lavado:
Se puede limpiar con alcohol.
No utilizar suavizante ni lejía.
Lavable en lavadora a 80°C.

Medidas: 120 x 90 cm.

Peso máximo usuario: 300 kg.

