

MEDISOUND 3000

TERAPIA ULTRASÓNICA

49 PROGRAMAS

18 Salud – 31 Estetica

LA NUEVA LINEA PROFESIONAL ha sido estudiada por los profesionales más exigentes y satisface las más recientes demandas ya sea en términos de carácter técnico como de gestión de software.

El nuevo diseño ha sido desarrollado para ser utilizado en consultorios fisioterapéuticos y en hospitales, tomando en cuenta conceptos estéticos y ergonómicos.

- Máxima facilidad operativa
- Amplio display retroiluminado
- Protocolos preconfigurados
- Programables
- 30 PROGRAMAS PERSONALIZABLES

Posibilidad de programar y guardar 30 programas



CE

CARACTERISTICAS TECNICAS

Potencia: 3 W/cm² ± 20% Gestión contacto: si

Salida: 1 - Manípolo: 1 Ø mm 42 - IP68 Alimentación: a red y a batería recargable (no en dotación)

Dimensiones: 17 x 22 x 6 cm Display retroiluminado azul Duty Cicle: 10% - 100% step 10 Emisión: contínua y pulsada Frecuencia de emisión: 1 y 3 MHz

Dispositivo en Clase II A

Conforme a la directiva 93/42/CEE-

2007/47/CEE

DOTACION

1 estuche

1 unidad ultrasonidoterapia Medisound 3000

1 alimentador

1 cable conexión a la red

1 aplicador

1 pack de Gel





MEDISOUND 3000

Lista de Programas

SALUD

Osteoartritis cadera Osteoartritis rodilla Osteoartritis hombro Osteoartritis columna Osteoartritis tobillo Osteoartritis **Pseudoartritis** Fractura muñeca Fractura tibia Fracturas Túnel carpiano **Epicondilitis** Dolor de espalda Tendinitis calcificado Dolor muscular Dolor cervical Trapecialgia Estenosis espinal

Adiposidad muslos cadera Relajaciónn Drenaje linfatico brazos Estrias de mama. Relajacion seno Tratamientos arrugas Tratamiento cicatrices Cuperosis Telangiectasia Forunculos corporales Forunculos faciales Acne facial Tratamientos queloide Aplicación activo

ESTETICA

Celulitis edematosa Celulitis fibrosa Lipolisis Hipotonia Strias P. cascara naranja Suavizado de piel Drenaje linfatico Masaje Restructuración de piel Lifting facial Tratamiento photoaging Relajacion abdomen Adiposidad abdomen Cartucheras Drenaje muslos cadera Masaje muslo cadera