



GLOBUS

MAGNUM L

MAGNETOTERAPIA

8 PROGRAMAS

8 Salud- Rehabilitación

- **POTENCIA GAUSS:** 160 Gauss de pico; 60 Gauss de media; potencia regulable con pasos de 5
- **PANTALLA:** una pantalla gráfica amplia y **RETROILUMINADA** permite visualizar todos los parámetros y la facilidad de los mandos hace que el aparato sea completo y fácil a utilizar.
- **TIPO DE TERAPIA:** aparato para magnetoterapia a campos magnéticos pulsados de baja frecuencia
- **DIFUSOR DE NUEVA GENERACIÓN:** posibilidad de tratar todas las patologías de manera profunda o superficial gracias a su especial difusor nacido por la investigación de Globus en conjunto con los más importantes estudios de fisioterapia. Permite además tratar superficies extendidas como la espalda y también superficies pequeñas como la muñeca.
- **8 PROGRAMAS PREESTABLECIDOS**
- **CANALES DE SALIDA:** 1 canal
- **ALIMENTACIÓN:** a red 220V



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Canales: 1
Intensidad emitida: 160 Gauss de pico total, 60 Gauss de media.
Alimentación: a red 220V
Pantalla gráfica RETROILUMINADA de grandes dimensiones y sistema de navegación EASY-PRO con teclado
Dispositivo en clase II A
Conforme a la directiva 93/42/CEE-2007/47/CEE

DOTACIÓN

1 Bolso
1 difusor flexible
1 unidad de magnetoterapia Magnum L
1 alimentador
1 manual de usuario



GLOBUS

DOMINO S.R.L. - Via Vittorio Veneto, 52 - 31013 Codognè (TV) - ITALY

Tel. (+39)0438.7933 - fax (+39)0438.793363 - www.globuscorporation.com - info@globuscorporation.com

MAGNUM L

Lista programas

SALUD-REHABILITACIÓN

Pequeñas fracturas
Grandes fracturas
Osteoartritis cervical
Dolor de espalda
Osteoporosis
Artrosis
Artritis
Epicondilitis

El Magnum L dispone de un canal. Comprando un cable desdoblador es posible doblar el canal y utilizar dos accesorios en el mismo tiempo. Aconsejamos el utilizo de la colchoneta B-MAT con los aparatos que emiten un mayor campo energético, como por ejemplo el Magnum XL y el Magnum XL PRO.

ACCESORIOS OPCIONALES PARA MAGNETOTERAPIA GLOBUS:

Difusor SOFT individual: difusor suave y confortable con 1 rosca, en tejido limpiable y sanitizable. Tamaño 12x12 cm.

Alfombra SOFT 4: alfombra suave y confortable, con 2 canales para la conexión y un total de 4 roscas. Tejido facilmente limpiable y sanitizable, ideal para aplicaciones lumbares, de las caderas, de los pies y de las manos. Tamaño 25x25 cm.

Cable desdoblador magneto: Con este accesorio será posible desdoblarse los canales, utilizando por ej. dos difusores individuales en el mismo canal. Atención: el cable desdoblador funciona conectando difusores de la misma tipología (soft o flexible, o rigidos).

Difusor FLEXIBLE: difusor flexible con 2 roscas. Tamaño 35x11 cm

Difusor FLEXIBLE 40x15: difusor flexible con 4 roscas. Tamaño 40x15 cm

Difusor RIGIDO individual: en silicona, con 1 rosca, facilmente sanitizables. Tamaño 11x12 cm

Mat 100: alfombra con 4 roscas conectable a 1 canal de nuestros aparatos para magnetoterapia. Tamaño 44x70 cm

B-Mat 200: colchoneta formada por 4 secciones, con 4 roscas en 2 colchonetas (total: 8 roscas) Tamaño 176x70 cm.

B-Mat 300: colchoneta formada por 4 secciones, con 4 roscas en 3 colchonetas (total: 12 roscas) Tamaño 176x70 cm.

B-Mat 400: colchoneta formada por 4 secciones, con 4 roscas en cada colchoneta (total: 16 roscas) Tamaño 176x70 cm.