



GLOBUS

MAGNUM XL

MAGNETOTERAPIA

26 PROGRAMAS

16 Salud – Rehab – 10 Estética – Fitness

- **POTENCIA GAUSS:** 400 Gauss de pico (200 x 2 canales); 140 Gauss medios (70 x 2 canales); Potencia regulable con step de 5
- **PANTALLA:** una amplia y pantalla gráfica retroiluminada permite visualizar todos los parámetros y la sencillez de comandos hace al aparato completo y fácil de utilizar
- **TIPO DE TERAPIA:** aparato para magnetoterapia a campos magnéticos pulsantes de baja frecuencia
- **DIFUSOR DE NUEVA GENERACION:** posibilidad de tratar las patologías en modalidad profunda o superficial gracias a su especial difusor nacido de la investigación Globus con la colaboración de los más importantes estudios de fisioterapia. Permite tanto el tratamiento de superficies extendidas como la espalda, que de las superficies pequeñas como la muñeca
- **26 PROGRAMAS PREIMPOSTADOS**
- **1 PROGRAMA MEMORIZABLE**
- **CANALES DE SALIDA:** 2 canales
- **FRECUENCIA REGULABLE:** de 5 a 200 Hz
- **ALIMENTACION:** a red 220V



CARACTERISTICAS TECNICAS

Canales: 2 CANALES independientes
Intensidad: 400 Gauss de pico totales; 70 Gauss de media por canal
Frecuencia regulable: 5-200 Hz step de 1
DutyCycle: 5-50% step de 5
Alimentación: a red 220V
Pantalla gráfica de grandes dimensiones y sistema de navegación EASY-PRO con teclado joystick gamepad
Dispositivo en Clase II A
Conforme a la directiva 93/42/CEE-2007/47/CEE

DOTACION

1 bolso
1 difusor flexible
1 unidad magnetoterapia Magnum XL
1 alimentador
1 manual de uso



GLOBUS

DOMINO S.R.L. - Via Vittorio Veneto, 52 - 31013 Codognè (TV) - ITALY

Tel. (+39)0438.7933 - fax (+39)0438.793363 - www.globuscorporation.com - info@globuscorporation.com



GLOBUS

MAGNUM XL

Lista de programas

SALUD – REHAB

Fracturas
Manguito Rotador
Túnel carpiano
Osteoartritis cervical
Dolor de espalda
Retra.Consolid.Fract.
Osteoporosis
Fractura muñeca
Fractura hombro
Fractura antebrazo
Fractura tibia
Artrosis
Osteoartritis mano
Osteoartritis cadera
Osteoartritis hombro
Osteoartritis columna

ESTETICA – FITNESS

Drenaje
Celulitis
Estados edematosos
Tr.piern.pies hincha.
Trat.reactivantes
Trat.tonicif.tejidos
Acné
Cicatrices
Arrugas faciales
Estrías

ACCESORIOS OPCIONALES PARA MAGNETOTERAPIA GLOBUS:

Difusor SOFT individual: difusor suave y confortable con 1 rosca, en tejido limpiable y sanitizable. Tamaño 12x12 cm

Alfombra SOFT 4: Alfombra suave y confortable, con 2 canales para la conexión y un total de 4 roscas. Tejido facilmente limpiable y sanitizable, ideal para aplicaciones lumbares, de las caderas, de los pies y de las manos. Tamaño 25x25 cm

Cable desdoblador magneto: con este accesorio será posible desdoblar los canales, utilizando por ej. dos difusores individuales en el mismo canal. Atención: el cable desdoblador funciona conectando difusores de la misma tipología (soft o flexible, o rigidos).

Difusor FLEXIBLE: difusor flexible con 2 roscas. Tamaño 35x11 cm

Difusor FLEXIBLE 40x15: difusor flexible con 4 roscas. Tamaño 40x15 cm

Difusor RIGIDO individual: en silicona, con 1 rosca, facilmente sanitizables. Tamaño 11x12 cm

Mat 100: alfombra con 4 roscas conectable a 1 canal de nuestros aparatos para magnetoterapia. Tamaño 44x70 cm

B-Mat 200: colchoneta formada por 4 secciones, con 4 roscas en 2 colchonetas (total: 8 roscas) Tamaño 176x70 cm

B-Mat 300: colchoneta formada por 4 secciones, con 4 roscas en 3 colchonetas (total: 12 roscas) Tamaño 176x70 cm

B-Mat 400: colchoneta formada por 4 secciones, con 4 roscas en cada colchoneta (total: 16 roscas) Tamaño 176x70 cm



GLOBUS

DOMINO S.R.L. - Via Vittorio Veneto, 52 - 31013 Codognè (TV) - ITALY

Tel. (+39)0438.7933 - fax (+39)0438.793363 - www.globuscorporation.com - info@globuscorporation.com